



BÁSCULA DIGITAL DE CRISTAL

Manual de instrucciones

MED-095

V0.0 0717m

IMPORTANTE


Lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- Siempre utilice un paño suave y seco para limpiar la báscula.
- No utilice la báscula si está mojada o si usted tiene los pies mojados.
- Si no va a utilizarla durante un periodo prolongado, retire las baterías.
- Siempre coloque la báscula sobre una superficie nivelada.
- No exceda la capacidad de carga máxima (180 kg).
- Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
- Este aparato NO está destinado para ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas.
- Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

ANTES DE USAR

- 1** Retire la tapa del compartimento ubicado en la parte posterior de la báscula. Coloque **2 baterías AAA** poniendo atención en la polaridad. *Inmediatamente encenderá la pantalla*



- 2** Seleccione la unidad de peso (**kg, lb o st:lb**) presionando el botón como se muestra en la imagen.



• botón de unidades (kg, lb o st:lb)

MODO DE USO

- 1** Coloque ambos pies sobre la báscula y permanezca lo más quieto posible. *La pantalla encenderá inmediatamente.*
- 2** Espere algunos segundos mientras se estabiliza la lectura.
- 3** *La lectura final aparecerá parpadeando en la pantalla.* Espere unos segundos hasta que quede fija. Después de esto podrá bajarse de la báscula

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 3 V --- (2 x AAA)



CRYSTAL DIGITAL SCALE

Instruction manual

MED-095

V0.0 0717m

IMPORTANT


Read these manual to avoid any damage.
The instructions of these manual are for reference about the product.
There may be differences due to update.
Please check our web site www.steren.com to obtain the latest version of the instruction manual.

CAUTIONS

- Always use a soft and dry cloth to clean the scale.
- Do not use the scale if it is wet or if you have wet feet.
- If you will not be using it for an extended period of time, remove the batteries.
- Always place the scale on a level surface.
- Do not exceed the maximum capacity (396 lb).
- Avoid device dropping, as it may be damaged.
- This product cannot be used by people with different abilities, unless they have preparation and supervision.
- This product is NOT a toy; keep it away from children.

BEFORE TO USE

- 1 Remove the cover located in the rear part of the scale. Place the **2 AAA batteries** correctly. *Immediately the screen will turn on*



- 2 Select the weight unit (**kg, lb or st:lb**) pressing the button as shown in the below image.



HOW TO USE

- 1 Place both feet on the scale and keep as still as possible. *The screen will turn on immediately.*
- 2 Wait for a few seconds while the reading is stabilized.
- 3 *The final reading will appear flashing on the screen. Wait for a few seconds until it is fixed. At finish you can get off from the scale.*

SPECIFICATIONS

Input: 3 V --- (2 x AAA)